

1 Domaine d'application	Ce document décrit la procédure de prélèvement d'une selle pour examen parasitologique
2 Documents associés	C2-PR01 Manuel de prélèvement
3 Responsabilité	Prélèvement réalisé par/ sous la supervision d'un personnel habilité
4 Contact	Laboratoire du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais

Seule la version électronique fait foi

Rédigé par :

CAROD Jean François

Date : 22-03-21

Validé par :

CAROD Jean François

Date : 2021-03-23

Approuvé par :

GOUBIER Jennifer

Date : 2021-03-24

5 Méthodologie

**Pour un examen PARASITOLOGIQUE des selles :
pour les centres de santé : un milieu Para-Pak® en plus**



Selles glairo-sanglantes
= un pot stérile
=> Transport immédiat

Selles non glairo-sanglantes
= un pot stérile
=> Transport <12h T° ambiante
(cible optimale: 3h)

Si transport > 12h
= un pot stérile + un Para-Pak® à
Remplir jusqu'au trait
+ à agiter vigoureusement
=> Transport à T° ambiante

Examens itératifs recommandés :

3 examens en 10 jours en moyenne (J0, J1, J2)

Préparation du patient :

- Régime pauvre en résidus 2 jours précédant le recueil
- Arrêt de la prise de certains médicaments
- Ne pas avoir subi d'examen baryté au moins 4 jours avant

Retour de pays à risque parasitaire :

Zone, durée et date ?

Renseignements cliniques :

Présence de douleurs abdominales :

Siège, fréquence, hyper éosinophilie, traitements ?