

Prelever un P. Uretral

Fiche d'instruction

Service: LBM n° 973-4 Secteur: Pré-analytique

C2-INS17 Version 1

Appliqué le : 2021-04-08

Thème: C2 -Gérer les prélèvements

1	Domaine d'application	Ce document décrit la procédure de prélèvement en vue d'un examen cytobactériologique urétral chez l'homme
2	Documents associés	C2-PR01 Manuel de prélèvement, Procédures de soins institutionnelles
3	Responsabilité	Prélèvement réalisé par/ sous la supervision d'un personnel habilité
4	Contact	Laboratoire du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais

Seule la version électronique fait foi

5 Protocole

A réaliser, si possible, avant toute antibiothérapie.

eSwab • **ORANGE (ou bleu)** (écouvillon avec milieu de transport) : < 24h T° ambiante (gonocoque), 48h (reste)

Ecouvillon standard pour gorge, vagin, rectum (BMR), plaies, Nez (portage S. aureus)
Ne convient pas aux prélèvements profonds (bloc opératoire), ni pour Chlamydia, RSV, grippe...)

Objectif: analyse **bactérienne et fongique** des pus superficiels et des sécrétions, rectaux (BMR, BHRe)





Précautions:

- Ecouvillonner, à l'aide d'un e-swab orange ou bleu, l'urètre si possible le matin avant toute miction, sinon au moins 2h après miction
- Si présence d'un exsudat : le recueillir à l'aide d'un e-swab rose, orange ou bleu

Recherche des mycoplasmes urogénitaux (Uu et Mh) , Herpes : voir la fiche dédiée Ne convient pas à la recherche de Chlamydia et gonocoque par PCR, ni Herpes sp.

Démonstration: https://www.youtube.com/watch?v=_SK5nDdZk3s

Rédigé par : Validé par : Approuvé par :

CAROD Jean François CAROD Jean François GOUBIER Jennifer

Ulcération génitale, anale, ORL => voir recherche spécifique (*Herpes, Syphilis, Haemophilus ducreyi*):

- Prélever au centre de la lésion ou recueil des sérosités : PCR *Treponema pallidum*
- En périphérie de la lésion : H. ducreyi
- Sur le plancher de la lésion après grattage : HSV et Chlamydia trachomatis.